



SOP Videolaryngoskopie

Indikationen

- Zu erwartender schwieriger Atemweg bei Patienten, welche bei der Prämedikation mit DAW 1 klassifiziert wurden nach Rücksprache mit dem zuständigen Oberarzt
- Intubationen auf der Intensivstation

Vorbereitung und Übung

- Das Videolaryngoskop befindet sich im OP in Einleitung 1 auf dem Bronchoskopiewagen
- Die für die manuelle Reinigung benötigten Reinigungstücher und das Protokollbuch befinden sich ebenfalls dort
- Für eine erfolgreiche Verwendung des Videolaryngoskops (vor allem des D-Blade Spatels) ist ein regelmäßiges Training notwendig. Um dies möglichst effizient zu gestalten, werden regelmäßig vormittags im Aufwachraum Übungsmöglichkeiten am Phantom stattfinden.

Reinigung und Dokumentation

- Zuständig für die Reinigung im OP ist die Anästhesiepflege
- Bei Verwendung außerhalb des OPs ist der Anwender für die Reinigung zuständig
- Die Reinigung erfolgt mit einem dreistufigem Tuchsysteem (Tristel Trio) nach dem Hygieneplan. Jeder Nutzer ist dafür verantwortlich, dass die Reinigung ordnungsgemäß durchgeführt wird. Die Details sind einem laminierten Ausdruck zu entnehmen, der sich bei den Reinigungstüchern im OP befindet.
- Nach erfolgter Reinigung muss diese im Protokollbuch und auf dem Narkoseprotokoll des Patienten mit dem entsprechenden Aufkleber dokumentiert werden.



Die Benutzung von Tristel TRIO 25 Aufbereitung von medizinischen Instrumenten ohne Kanal

Tristel



Benutzen Sie die Tücher nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.
Ziehen Sie Handschuhe an.

1. Reinigen mit dem Tristel Pre-Clean Wipe



Entnehmen Sie das Reinigungstuch der orangenen Verpackung.

Reinigen Sie die Oberfläche des Instruments gründlich, bis Schmutz und organische Substanzen sichtbar entfernt sind.
Wechseln Sie die Handschuhe.

2. Hochwirksam desinfizieren mit dem Tristel Sporicidal Wipe



Entnehmen Sie das Desinfektionstuch der blauen Verpackung.

Geben Sie vier Hübe Aktivator aus der Schaumflasche auf das Tuch.

Drücken Sie das Tuch zusammen, bis es vollständig mit Schaum bedeckt ist.
Warten Sie 15 Sekunden.



Wischen Sie über die Oberfläche des Instrumentes, bis diese vollständig benetzt ist. Alle Teile der Oberfläche müssen mit dem Tuch in Kontakt kommen.

Wenn die gesamte Oberfläche abgewischt und mit Desinfektionsmittel benetzt ist, warten Sie 30 Sekunden.

3. Spülen mit dem Tristel Rinse Wipe



Entnehmen Sie das Spültuch der grünen Verpackung.

Wischen Sie die desinfizierte Fläche gründlich ab.

Tragen Sie alle Details der Aufbereitung in das Protokollbuch ein.