

# Liquor-Entnahme bei Patienten mit EVD

Bitte nicht vergessen:

## Mo-Mi-Fr

Routine-Liquor-Abnahme bei allen Patienten mit EVD bei der ärztlichen FD-Untersuchung

1. Abnahme 1. Dreiwegehahn ab EVD-Austritt. Unterlage sterile Kompresse, Dreiwegehahn mit alkoholischem Desinfektionsmittel absprühen.
2. Verschlusskrone abnehmen, **2ml** Liquor aus Schlauch vorsichtig aspirieren und verwerfen.
3. **1ml** Liquor in EDTA-Röhrchen: Zellzahlbestimmung  
**1ml** Liquor in steriles Röhrchen ohne Gel (z.B. Mikrobioröhrchen mit gelber/weißer Verschlusskappe: Lactat, Eiweiß, Glucose

Nur bei Infektionsverdacht:

- 2ml** Liquor in steriles Mikrobioröhrchen mit gelber/weißer Verschlusskappe: Kultur (MVZ Gärtner)
4. Dreiwegehahn mit alkoholischem Desinfektionsmittel absprühen, neue gelbe Verschlusskrone

A.Weigl